

LE SOIN PAR LE FROID À PORTÉE DE MAIN

CRYOSCREEN *



AVEC LA NEUROCRYOSTIMULATION (NCS), SOULAGEZ RAPIDEMENT LA DOULEUR.

Cette technique permet de faire chuter la température de 32 à 4°C en 30 secondes grâce à une puissance de froid de -78°C et 50 bars de pression (CO₂).

LE CHOC THERMIQUE EST IMMÉDIAT

Il stimule les récepteurs cutanés qui envoient un message puissant et très rapide pour obtenir une réponse par voies réflexes.

Les résultats sont immédiatement ressentis par les patients avec :

- * Un effet antidouleur
- * Une prise en charge de la crise inflammatoire
- * Un relâchement musculaire
- * Un effet vasomoteur qui permet le drainage rapide des hématomes et des œdèmes



Quelques exemples de pathologies traitées

- 1 Problèmes articulaires avec poussées inflammatoires
- 2 Épicondylites
- 3 Tendinopathies
- 4 Suites d'accidents musculaires
- 5 Hématomes et œdèmes post traumatiques


LA MAÎTRISE DU -78°C DANS UN CONCENTRÉ DE TECHNOLOGIE

Grâce à une caméra thermique embarquée et un écran performant, vous mesurez la température à distance et visualisez les zones de chaleur à traiter. C'est un vrai outil pour détecter, cibler et agir rapidement pour un meilleur confort du patient. Son ergonomie, sa taille et sa prise en main lui permettent d'être utilisé en toute situation et partout.

La performance est rendue possible grâce à une mesure précise, une qualité d'image et la possibilité de prendre des photos de la zone avant, pendant et après le traitement.

Le contrôle du choc thermique est assuré ainsi que la visualisation des résultats.

La NeuroCryoStimulation fait aujourd'hui partie de l'arsenal thérapeutique qui accompagne le geste du praticien au quotidien pour les traitements en phases aiguës ou chroniques.



www.cryonic-medical.com

Cryonic Medical SAS 6 rue Berthelot, 25000 Besançon - France
+33 3 81 54 35 40 / cryonic@cryonic-medical.com / www.cryonic-medical.com

CRYONIC
NEUROCRYOSTIMULATION
TECHNIQUE DE SOINS PAR LE FROID

LE SOIN PAR LE FROID À PORTÉE DE MAIN

CRYOSCREEN *



AVEC LA NEUROCRYOSTIMULATION (NCS), SOULAGEZ RAPIDEMENT LA DOULEUR.

Cette technique permet de faire chuter la température de 32 à 4°C en 30 secondes grâce à une puissance de froid de -78 °C et 50 bars de pression (CO₂).

LE CHOC THERMIQUE EST IMMÉDIAT

Il stimule les récepteurs cutanés qui envoient un message puissant et très rapide pour obtenir une réponse par voies réflexes.

Les résultats sont immédiatement ressentis par l'animal avec :

- * Un effet antidouleur
- * Une prise en charge de la crise inflammatoire
- * Un relâchement musculaire
- * Un effet vasomoteur qui permet le drainage rapide des hématomes et des œdèmes



Quelques exemples de pathologies traitées

- 1 Tendinopathie (boiterie)
- 2 Entorse du boulet
- 3 Inflammation des ligaments
- 4 Hématomes et œdèmes
- 5 Contracture musculaire (dorsalgie)

LA MAÎTRISE DU -78°C DANS UN CONCENTRÉ DE TECHNOLOGIE


Grâce à une caméra thermique embarquée et un écran performant, vous mesurez la température à distance et visualisez les zones de chaleur à traiter.

C'est un vrai outil pour détecter, cibler et agir rapidement pour un meilleur confort de l'animal. Son ergonomie, sa taille et sa prise en main lui permettent d'être utilisé en toute situation et partout.

La performance est rendue possible grâce à une mesure précise, une qualité d'image et la possibilité de prendre des photos de la zone avant, pendant et après le traitement.

Le contrôle du choc thermique est assuré ainsi que la visualisation des résultats.

La NeuroCryoStimulation fait aujourd'hui partie de l'arsenal thérapeutique qui accompagne les soins au quotidien pour les traitements en phases aiguës ou chroniques.



www.cryonic-medical.com

Cryonic Medical SAS 6 rue Berthelot, 25000 Besançon - France
+33 3 81 54 35 40 / cryonic@cryonic-medical.com / www.cryonic-medical.com

CRYONIC
NEUROCRYOSTIMULATION
TECHNIQUE DE SOINS PAR LE FROID